

Acculan® 3Ti

Ausstattung



Bohraufsatz A0 klein

Drehmoment: max. 4 Nm
Drehzahl: 0 - 1.00 min⁻¹
Gewicht: ca. 250 g

Bohraufsatz Sechskant

Drehmoment: max. 4 Nm
Drehzahl: 0 - 1.000 min⁻¹
Gewicht: ca. 250 g

Bohraufsatz Dreibackenfutter

Drehmoment: max. 4 Nm
Drehzahl: 0 - 1.000 min⁻¹
Gewicht: ca. 350 g
Durchmesser: 0 - 6 mm

Spickdrahtfutter

für Bohrdrähte von 0,6 - 4 mm

Drehzahl: 0 - 1.000 1 / min.
Gewicht: ca. 300g

Sagittalsägeaufsatz

Drehmoment: 0 - 17.000 cpm
Gewicht: ca. 270 g
versch. Sägeblätter: max. NL: 50mm



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com