



Acculan® 3Ti

Technische Daten und Spezifikationen

Acculan® 3Ti

Spannung:	Gleichspannung 9,6 V
Nennstrom:	ca. 3 A
Max. Leistung:	220 W
Drehrichtung:	Rechts-Linkslauf, Oszillation
Gewicht:	1,12 kg (inkl. Akku)
Abmessungen:	107 x 47 x 180 mm (L x B x H)

Akku

Zellentyp:	Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Spannung:	9,6 V
Nennkapazität:	1,05 Ah
Gewicht:	0,304 kg
Abmessung:	120 x 43 x 50 mm (L x B x H)



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com