

Elan VetLine®

Ausstattung

micro-Line

Bohrpistole micro-Line

Motordrehrichtung: Links- / Rechtslauf

Gewicht: 700 g

Dreibackenfutter micro-Line

Durchmesser: 0 - 4,0 mm

Sagittalsäge micro-Line

Gewicht: 98 g

Winkelhandstück micro-Line

für Bohrer und Fräser mit Schaftdurchmesser 2,35 mm

Winkelstellung 21°

macro-Line

Transversalsäge macro-Line

Gewicht: 300 g



scil animal care company GmbH

Dina-Weissmann-Allee 6

D-68519 Viernheim

Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0

Fax: +49 (0) 6204 78 90 200

E-Mail: info@scilvet.com

www.scilvet.com