



# Elan VetLine®

## Technische Daten und Spezifikationen

### Elan VetLine®

Spannung:	220 - 240 V
Frequenz:	50 - 60 Hz
Stromaufnahme:	1,3 A bei 230 V~
Drehrichtung:	automatische Biegewellenerkennung: Macro-Biegewelle - Rechtslauf  Micro-Biegewelle - Rechts-Linkslauf
Förderung der Kühlmittelpumpe:	Variabel von 0 bis max. 80 ml / min (bei Nennspannung)
Gewicht:	ca. 7,9 kg
Abmessung:	305 x 305 x 125 mm (L x B x H)



**scil animal care company GmbH**  
**Dina-Weissmann-Allee 6**  
**D-68519 Viernheim**  
**Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0**  
**Fax: +49 (0) 6204 78 90 200**  
**E-Mail: [info@scilvet.com](mailto:info@scilvet.com)**  
**[www.scilvet.com](http://www.scilvet.com)**