

Fuji DRI-CHEM NX500

Kurzbedienungsanleitung

In nur drei Schritten kommen Sie einfach und sicher zu Ihrem Analyseergebnis.

Schritt 1:



Bis zu 20 Testplättchen können gleichzeitig in dem Reagenzienhalter platziert und in einem einzigen Durchlauf abgearbeitet werden.

Schritt 2:



Platzieren der Probe. Das Fuji DRI-CHEM NX500 benötigt pro Parameter nur wenige µl Serum oder Plasma.

Schritt 3:



Drücken der Start-Taste. Das Fuji DRI-CHEM NX500 arbeitet die Analyse innerhalb weniger Minuten selbstständig ab und überträgt die Messergebnisse anschließend automatisch in die Patientenkartei der Praxisverwaltungssoftware.



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com