

# HiLAN®

## Technische Daten und Spezifikationen



### HiLAN®

Betriebsdruck:	8 ± 2 bar
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Luftverbrauch:	ca. 200 l / min
Drehzahl:	max. 100.000 1 / min
Gewicht:	ca. 95 g
Abmessung:	ø 31 x 80 mm



**scil animal care company GmbH**  
**Dina-Weissmann-Allee 6**  
**D-68519 Viernheim**  
**Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0**  
**Fax: +49 (0) 6204 78 90 200**  
**E-Mail: [info@scilvet.com](mailto:info@scilvet.com)**  
**[www.scilvet.com](http://www.scilvet.com)**