

microspeed® uni

Ausstattung



mini-Line

Pistolenhandstück microspeed® uni

Leistung: 100 W
Drehzahlbereich: 1.000 - 16.000 1 / min
Motordrehrichtung: Links- / Rechtslauf / Oszillation
Gewicht: 480 g

Dreibackenfutter mini-Line

Durchmesser: 0 - 4,0 mm
Gewicht: 160g

Bohraufsatz A0 mini-Line

Gewicht: 98 g

Sagittalsägeaufsatz mini-Line

für Sägeblätter bis NL: 35mm

Gewicht: 100g

Hi-Line

Hi 150 Motor microspeed® uni

Leistung: 150 W
Drehzahlbereich: 10.000 - 80.000 1 / min
Motordrehrichtung: Links- / Rechtslauf

Handstück Hi-Line XS

gewinkelt oder gerade
Längen: bis 220 mm

Hi-Line

Shaverhandstück microspeed® uni

automatische Spitzenerkennung
Leistung: 100 W
Drehzahlbereich: 200 - 8.000 1/min
Motordrehrichtung: Links- / Rechtslauf



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com