

scil VetFuge

Elegante Zentrifuge für
den täglichen Einsatz!



scil VetFuge

Vorteile

- wartungsfreier Brushless DC-Motor
- geschlossener Rotor mit geringer Reibung
- Reduzierung von Lärm- und Wärmezeugung
- 8 Rotorpositionen für 1,5/2ml Probenröhrchen
- Digitalanzeige wechselt zwischen Geschwindigkeit und Zeit
- hocheffiziente und präzise Drehzahleinstellung
- mikroprozessorbasiertes System
- stabile Umdrehungszahlen, auch bei Unwucht des Rotors
- variable Geschwindigkeit und Zeiteinstellung
- Digital-Timer-Programmierungsfunktion
- elektronische Sicherheitsbremse beim Öffnen des Deckels
- Sicherheitsabschaltung bei Ungleichgewicht
- Quick-Start & Stopp für Spin-down
- ruhige und gleichmäßige Zentrifugation
- geringer Platzbedarf
- Niederspannungsgerät mit externer Stromversorgung



Technische Daten

Motortyp	Brushless DC-Motor
max. Drehzahl	6.000 rpm/2.000 g
Drehzahleinstellung	variable Drehzahleinstellung
Drehzahlgenauigkeit	± 25 rpm
max. Beschleunigung	2000 x g
Größe	162 x 157 x 116 mm (L x W x H)
Gewicht	1,1 Kg
Stromversorgung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Stromverbrauch	15 W



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Germany
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.de

