

# scil InfuVet ad us. vet.

kompakt, flexibel, universell

Infusionstherapie bei Klein- und Großtieren



# scil InfuVet ad us. vet.

## Der zuverlässige Mitarbeiter!



- variable Durchflußrate
- individuelle Programmierung
- zahlreiche Alarmfunktionen
- flexibles Befestigungssystem
- Batterie- und Netzbetrieb

### Technische Daten

Pumpe:	Lineare Peristaltikpumpe
Programme	<p>Mikro: 0,1 bis 99,9 ml/h in 0,1 ml Schritten</p> <p>Makro: 1,0 bis 999 ml/h in 1,0 ml Schritten</p> <p>10-P: Individuelles Multiprogramm</p> <p>TPN: Total Parenteral Nutrition-Programm</p> <p>PIGY-Programm: verschiedene Raten und Mengen aus zwei Infusionslösungen in Verbindung mit gegabeltem Infusionsbesteck</p>
Ges. Infusionsvolumen:	<p>Mikro: 0,1 bis 2.500 ml</p> <p>Makro: 1,0 bis 9.999 ml</p>
Luftdetektor:	Ultraschallsensor
Maximaler Druck:	10 psi-Druckwellen anpassbar (tief, normal, hoch)
Alarmfunktionen:	Luft im Schlauch, unzulässiger Druckaufbau, Infusionsprogramm, mechanische oder elektrische Probleme



**scil animal care company GmbH**  
**Dina-Weissmann-Allee 6**  
**68519 Viernheim**  
**Tel.: +49 (0) 6204 78 90 222**  
**Fax: +49 (0) 6204 78 90 322**  
**Email: info-de@scilvet.com**  
**www.scilvet.com**

