

Diodenlaser Lilli Vet

Therapielaser für den
täglichen Einsatz!



Diodenlaser Lilli Vet

Starke Leistung im kompakten Design!


Erweitern Sie Ihre Praxisleistungen um die therapeutische Laserbehandlung bei Klein- und Heimtieren. Der Diodenlaser Lilli Vet ist Ihre Wahl! Mit einer Leistungsausgabe von 7 oder 10 Watt, einer kompakten Bauweise und umfangreicher Ausstattung bietet der Diodenlaser Lilli Vet alle Möglichkeiten zur therapeutischen Behandlung Ihrer Patienten. Zusätzlich zum Therapiehandstück können chirurgische Fasern eingesetzt werden. Damit ist der Diodenlaser Lilli Vet die erste Wahl für die Tiermedizin.



Therapeutische Laserbehandlung wirkt!

Neue Studien beschreiben die zugrundeliegenden Mechanismen im Gewebe bei der therapeutischen Laserbehandlung! Nutzen Sie den Diodenlaser Lilli Vet mit 7 oder 10 Watt zur Schmerzbehandlung, in der post-OP Physiotherapie, bei muskuloskelettalen Erkrankungen genauso wie in den Bereichen Wundmanagement und Dermatologie.

Therapeutische und **chirurgische** Indikationen



Einfachste Bedienung bei höchster Flexibilität!



Handstücke und Fasern

Zur Anwendung in verschiedensten Indikationen steht ein variables Paket aus diversen Laserfasern und damit kombinierbaren Handstücken zur Verfügung.

Intuitive Menüführung

Piktogramme führen Sie durch das einfach strukturierte Menü.

LCD-Farbtouchdisplay

Hohe Sensitivität bietet das 8 Zoll LCD-Farbtouchdisplay.

Vorinstallierte Programme

Feste Programmierungen stehen als geprüfte Vorinstallationen für die wichtigsten therapeutischen und chirurgischen Indikationen zur Verfügung.



Sicherheitsbrillen schützen Ihr Augenlicht!



Fasern für verschiedene Indikationen!



Handstück zur therapeutischen Behandlung!



Fußsteuerung gibt Ihnen Handfreiheit!

Technische Daten

Leistung:	Wellenlänge 980 nm, Leistung bis 10 Watt; Wellenlänge 810 nm, Leistung bis 7 Watt
Impulslänge:	1 ms - 1 s
Pulswiederholfrequenz:	0.5 Hz - 0.5 KHz
Betriebsmodus:	gepulst oder kontinuierlich
Expositionszeit:	1 - 900 Sekunden
Lichtleitfasern:	therapeutische und chirurgische Fasern
Pilotstrahl:	635 nm, max. 3 mW
Laserschutzklasse:	IV
Abmessung:	120 x 155 x 200 mm (B x L x H)
Gewicht:	1,8 Kg
Zertifizierungen:	CE 0197

Für Ihre Praxis

- Voreinstellungen für alle veterinärmedizinischen Indikationen - bei Bedarf individuell anzupassen
- Ideal für therapeutische Einsätze
- Geringes Gewicht und Akkubetrieb möglich - für den Außeneinsatz geeignet
- Für alle Kleintiere geeignet
- Intuitiver Touchscreen - einfache Bedienung



scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
Email: info-de@scilvet.com
www.scilvet.de

